



スタンダード DNA を用いた定量 PCR

1. 既知濃度の DNA を用いて検量線を作成。



2. DNA copy 数を Ct 値(PCR 増幅産物がある一定量に達したときのサイクル数)から算出。



3. 試料中の DNA copy 数を算出。

サンプル名	copies/mL	サンプル名	copies/mL	サンプル名	copies/mL
Point A	115.3	Point D	293.5	Point G	269.5
Point B	225.1	Point E	221.5	Point H	225.3
Point C	119.4	Point F	198.6	Point I	248.7